



1



2



2



5



6



3

FASE PREPARATORIA
Passaggi: 5-8 per 5 minuti. Frequenza (HZ): 100-110. Zone: regione laterale coscia, regione anteriore coscia

PRIMA FASE (STIMOLAZIONE/APERTURA STAZIONI LINFATICHE)

1. Applicazione: cavo popliteo (destra/sinistra)
Tempo: 6-8 secondi. Passaggi: 1. Dir: capo. Frequenza (HZ): 100-127

2. Applicazione: regione inguinale (destra/sinistra)
Tempo: 6-8 secondi. Passaggi: 1. Dir: capo. Frequenza (HZ): 100-127. Applicare con leggeri movimenti circolari.

SECONDA FASE (ANTALGICA/PRE TATTAMENTO)

Applicazione: interno ginocchio (destra/sinistra)
Tempo: 30-60 secondi. Passaggi: 6-8. Dir: capo. Frequenza (HZ): 100-127. Fare attenzione in quanto la zona trattata risulta dolorante, pertanto i passaggi devono essere effettuati con pressione moderata e alternandoli tra un ginocchio e un altro.

Applicazione: interno coscia gracile (destra/sinistra)
Tempo: 30-60 secondi. Passaggi: 6-10. Dir: capo. Frequenza (HZ): 100-127. Aumentare la pressione con l'aumento della massa, sfiorare con la testa del manipolo il pube in modo da ottenere un'azione drenante profonda.

3. Applicazione: quadricipite (destra/sinistra)
Tempo: 30-60 secondi. Passaggi: 6-10. Dir: capo. Frequenza (HZ): 100-140. Fare attenzione in quanto la zona trattata risulta dolorante, i passaggi devono essere effettuati con pressione moderata e alternandoli tra una coscia e l'altra.

Applicazione: reg. trocanterica (destra/sinistra)
Tempo: 30-60 secondi. Passaggi: 6-10. Dir: capo. Frequenza (HZ): 100-127. Fare attenzione in quanto la zona trattata risulta dolorante, i passaggi devono essere effettuati con pressione moderata e alternandoli tra una coscia e l'altra.

4. Applicazione: post. coscia-glutei (destra/sinistra)
Tempo: 30-60 secondi. Passaggi:



4

6-10. Dir: capo. Frequenza (HZ): 127-180. La zona trattata normalmente non risulta dolorante, i passaggi possono essere effettuati con pressione importante già dai primi passaggi, attenzione però al cavo popliteo che non va toccato.

5. Applicazione: quadricipite (destra/sinistra)
Tempo: 30-60 secondi. Passaggi: 6-10. Dir: tallone. Frequenza (HZ): 80-127. Il manipolo va posizionato sotto il tallone fermo per circa 30 secondi, allargare l'area di lavoro con movimenti circolari fino alle estremità, non tutti però sopportano il trattamento.

Applicazione: polpaccio e tallone d'Achille (destra/sinistra)
Tempo: 30-60 secondi. Passaggi: 6-10. Dir: capo. Frequenza (HZ): 100-140. Fare attenzione in quanto la zona trattata risulta dolorante, i passaggi devono essere effettuati con pressione moderata e alternandoli tra una coscia e l'altra.

6. Applicazione: post. coscia-glutei (destra/sinistra)
Tempo: 30-60 secondi. Passaggi: 6-8.



7

Dir: capo. Frequenza (HZ): 127-180. La zona trattata normalmente non risulta dolorante, i passaggi possono essere effettuati con pressione importante già dai primi passaggi, attenzione all'interno del ginocchio che è delicato.

Applicazione: post. coscia-glutei (destra/sinistra)
Tempo: 30-60 secondi. Passaggi: 6-8. Dir: capo. Frequenza (HZ): 127-180. È la chiusura del trattamento: partire dalla cavaglia e scaricare fino all'inguine con costanza.

7. Applicazione: addominale (destra/sinistra)
Tempo: 5-8 minuti. Passaggi: 10-16. Dir: pube. Frequenza (HZ): 127-150. Il trattamento va svolto con 5 manovre precise: fianco-pube, costola destra-pube, sterno-pube, costola sinistra-pube, fianco sinistro-pube. Il tempo di applicazione è di 5-8 minuti fino all'iperemia dell'addome. Gli arti superiori devono essere posti dietro il capo e gli arti inferiori devono essere distesi e uniti.



6



7

IL TRATTAMENTO

Dopo dieci anni di ricerca universitaria nasce la **Microvibrazione Compressiva® Endosphères Therapy®**, tecnologia brevettata da un'industria tutta italiana che oggi capovolge il principio su cui si basano le tecniche vacuum. La nuova metodica sostituisce il "massaggio-aspirazione e trazione dei tessuti", dove all'aspirazione è sostituita la microcompressione e alla trazione la microvibrazione. Si tratta di un particolare tipo di vibrazione che si trasmette ai tessuti attraverso un cilindro ospitato in un manipolo in cui sono installate 55 sfere rotanti. La variazione della velocità del cilindro determina la frequenza (variabile da 40 a 254 Hz). Il senso di rotazione impiegata e la pressione fanno sì che i tessuti subiscano una compressione producendo un effetto "pompa". La giusta combinazione di queste forze determina l'intensità del trattamento, adattandolo alle condizioni cliniche del soggetto.

Endosphères Therapy® è una tecnica non invasiva e rappresenta oggi un'importante soluzione per il trattamento delle varie forme di cellulite e non solo. Il sistema permette di agire su tutti i tipi di cellulite, da quella edematosa a quella fibrosa, fino alla lipodistrofia in quanto il suo particolare meccanismo d'azione è stato sviluppato per svolgere in modo sinergico quattro differenti e fondamentali azioni:

- **linfatica** perché la rotazione del cilindro determina un effetto pompa dei tessuti favorendo lo svuotamento dei liquidi accumulati, infatti già dalla prima seduta la cliente dovrà effettuare la minzione avvertendo un'immediata sensazione di leggerezza sulle gambe;
- **vascolare** perché le pressioni e i sollevamenti sui tessuti innescano un processo vibratorio che riattiva la microcircolazione, infatti la cliente avvertirà un sensibile aumento termico sulle regioni trattate;
- **ricompattante** perché la particolare modulazione di frequenza e la pressione del manipolo sui tessuti agiscono sulle fibrosità localizzate, svolgendo una vera e propria azione di disgregazione dei compartimenti adiposi. Si ottiene così un rimodellamento tissutale e uno straordinario effetto sulla buccia d'arancia, visibile a occhio nudo già dalla prima seduta. L'applicazione di questa tecnica in particolari zone del corpo, come le coulottes de cheval, tipiche conseguenze dell'ingrassamento femminile, fa sì di ottenere risultati così importanti da essere sostitutivi di un trattamento chirurgico;
- **tonificante** perché la vibrazione compressiva a frequenza compresa tra i 127 e i 254 Hz con particolari tecniche applicative agisce sull'ipercontrattilità muscolare, determinando una riorganizzazione delle fibre e facendo in modo che il muscolo riacquisisca la sua fluidità funzionale. La sinergia delle azioni porta come risultato una tonificazione dei tessuti.

Una delle applicazioni più richieste dalle clienti è il trattamento del gluteo, che porta dei risultati particolarmente apprezzabili in termini di tonificazione del muscolo e rimodellamento. L'effetto è dovuto alla combinazione linfatica e tonificante che porta un immediato sollevamento della natica.

L'ultimo studio condotto dal Centro di Ricerca medica di Napoli "Menesis", diretto dalla professoressa Bianca Diffidenti e presentato in occasione del Sies-Congresso Internazionale di Medicina Estetica di Bologna, ha riportato gli effetti dell'applicazione della metodica **Endosphères®** sul seno. La ricerca ha dimostrato che applicando l'apparecchio in un ciclo di 6/8 sedute su seni anche maturi, si apporta una tonificazione e modellamento significativi della mammella. Si è valutato inoltre che dopo 3 mesi dall'ultima applicazione il trattamento effettuato mantiene i suoi effetti. Attualmente questo trattamento rappresenta la migliore alternativa agli interventi di medicina estetica, certamente invasivi e con possibili effetti collaterali.

Protocolli: il periodo di trattamenti va adattato in funzione delle condizioni morfologiche della cliente prevedendo per le celluliti un ciclo di 6/12/18 sedute (con un tempo di applicazione dai 30 ai 40 minuti per seduta), per il seno il ciclo è di 6/12 sedute al massimo, per entrambi i trattamenti sono previste sedute di mantenimento di una o 2 sedute al mese.



SCOPRI IL SEGRETO DI UN CORPO PERFETTO

DALL'ESPERIENZA BIOINGEGNERISTICA ITALIANA NASCE **ENDOSPHERES THERAPY®**, LA NUOVA RISPOSTA AL TRATTAMENTO DELLA CELLULITE.

MORBIDE SFERE DI SILICONE PER QUESTA SOFISTICATA METODICA CAPACE DI RIMODELLARE IL CONTORNO CUTANEO E RIDURRE LA BUCCIA D'ARANCIA, SVELANDO LE LINEE SINUOSE DI UN CORPO TONICO E LEVIGATO.

NUMEROSE RICERCHE IN CAMPO MEDICO ATTESTANO GLI STRAORDINARI RISULTATI DI ENDOSPHERES THERAPY: **EFFICACE, SICURA, NON INVASIVA.**

**CHIEDI AL TUO
SPECIALISTA**

-2,5 cm RIDUZIONE DEL GIROCOSCIA, 2 TAGLIE IN MENO DOPO I PRIMI TRATTAMENTI

MICROVIBRAZIONE COMPRESSIVA
**endOSPHERES®
THERAPY**

CHIAMA SUBITO

Numero Verde
800 136071

o visita il sito www.fenixgroup.it

